

iSED® PRO Test Card

Exclusivamente para o Analisador de Velocidade de Hemossedimentação iSED PRO



REF 120-04000, 120-07500, 120-12500, 120-25000, 120-50000



USO PRETENDIDO

Os Cartões de Teste iSED PRO seguem os padrões ISO 7816 e foram criados para uso exclusivo com o Analisador Automatizado de Velocidade de Hemossedimentação iSED PRO. Os Cartões de Teste contêm créditos de teste que são necessários para processar amostras no iSED PRO.

MATERIAL

Policloreto de vinila (PVC)

ARMAZENAMENTO E ESTABILIDADE

Temperatura de armazenamento quando o dispositivo não está em uso – 35 °C a +80 °C

Temperatura de operação +10 °C a 30 °C

PROCEDIMENTO

Para um procedimento detalhado, consulte o Manual do Operador iSED PRO (120-09-007).

Para transferir por download os créditos de teste do Cartão de Teste:

1. Insira o Cartão de Teste no leitor de cartão inteligente na posição vertical e com o lado impresso para a esquerda.
2. Após a inserção, os créditos serão transferidos por download automaticamente para o instrumento e o analisador indicará a conclusão do download por meio de uma mensagem na tela.
3. O total de créditos disponíveis incluirá os créditos que acabaram de ser transferidos por download e os créditos existentes antes do download.
4. Depois que todos os créditos forem transferidos para o instrumento, o Cartão de Teste poderá ser removido e descartado.

Nota: Se o instrumento tiver créditos de teste negativos antes da inserção do cartão, e créditos de teste adicionais foram transferidos por download do Cartão de Teste, o novo total de créditos de teste disponíveis será a quantidade do cartão menos o total negativo anterior.

Aviso: Qualquer incidente grave que tenha ocorrido em relação ao dispositivo deve ser comunicado ao fabricante e à autoridade competente do Estado-Membro da UE ou à Autoridade Reguladora em que o utilizador e/ou doente está estabelecido.



ALCOR Scientific LLC
20 Thurber Boulevard
Smithfield, Rhode Island 02917, EUA
(Telefones) +1 (800) 495-5270 □ +1 (401) 737-3774
WWW.ALCORSCIENTIFIC.COM



Acesse aqui para idiomas



EMERGO EUROPE
Westervoortsedijk 60
6827 AT Arnhem
The Netherlands



MedEnvoy Switzerland
Gotthardstrasse 28
6302 Zug
Switzerland