

Tarjeta de análisis iSED® PRO

Solo para analizadores de la velocidad de eritrosedimentación (VES) de la gama iSED



REF 120-04000, 120-07500, 120-12500, 120-25000, 120-50000



USO PREVISTO

Las tarjetas de análisis iSED PRO cumplen los estándares ISO 7816 y se han diseñado para usarlas exclusivamente con los analizadores VES de la gama iSED PRO. Las tarjetas de análisis contienen créditos de análisis necesarios para procesar las muestras en el iSED PRO.

MATERIAL

Cloruro de polivinilo (PVC)

ALMACENAMIENTO Y ESTABILIDAD

Temperatura de almacenamiento cuando el dispositivo no está en uso: de -35° a +80 °C

Temperatura de servicio: de +10° a 30 °C

PROCEDIMIENTO

Consulte el procedimiento detallado en el manual del usuario del iSED PRO (120-09-007).

Para descargar créditos de análisis de la tarjeta de análisis:

1. Introduzca la tarjeta de análisis en posición vertical, con el lateral impreso hacia la izquierda, en el lector de tarjetas.
2. Una vez introducida, los créditos se descargarán automáticamente en el instrumento y el analizador indicará que la descarga se ha completado con un mensaje en la pantalla.
3. El número total de créditos incluirá los créditos que acaban de descargarse, así como todos los créditos restantes previos a la descarga.
4. Después de descargar todos los créditos en el instrumento, la tarjeta de análisis podrá retirarse y desecharse.

Nota: Si el instrumento tiene un número negativo de créditos y se descargan nuevos créditos de análisis desde la tarjeta de análisis, el número de créditos negativo se deducirá del número total de créditos disponibles.

Advertencia: Cualquier incidente grave que se haya producido en relación con el dispositivo debe ser informado al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro de la UE o a la Autoridad Reguladora en la que esté establecido el usuario y/o paciente.



ALCOR Scientific LLC
20 Thurber Boulevard
Smithfield, Rhode Island 02917, EE. UU.
(Teléfono) 800.495.5270 □ 401.737.3774
WWW.ALCORSCIENTIFIC.COM



Escanear para ver otros idiomas



EMERGO EUROPE
Westervoortsedijk 60
6827 AT Arnhem
The Netherlands



MedEnvoy Switzerland
Gotthardstrasse 28
6302 Zug
Switzerland