

Carte de test iSED® PRO

Exclusivement destiné à l'analyseur de la vitesse de sédimentation des érythrocytes iSED Pro



REF 120-04000, 120-07500, 120-12500, 120-25000, 120-50000

CE

IVD

USAGE PRÉVU

Les cartes de test iSED sont conformes à la norme ISO 7816 et sont uniquement destinées à être utilisées avec l'analyseur de VSE automatisé iSED PRO. Les cartes de test contiennent les crédits de test nécessaires au traitement d'échantillons par l'iSED PRO

MATÉRIAU

Chlorure de polyvinyle (PVC)

STOCKAGE ET STABILITÉ

Température de stockage lorsque l'appareil n'est pas utilisé -35 °C à +80 °C

Température de fonctionnement +10 °C à 30 °C

PROCÉDURE

Vous trouverez la procédure détaillée dans le Guide de l'opérateur de l'iSED PRO (120-09-007).

Pour télécharger des crédits de test à partir de la carte de test :

1. Insérez la carte de test à la verticale, avec la face imprimée sur la gauche, dans le lecteur de carte.
2. Une fois la carte insérée, les crédits se téléchargent automatiquement sur l'instrument et l'analyseur indique que le téléchargement est terminé en envoyant un message à l'écran.
3. Le total des crédits disponibles comprendra les crédits nouvellement téléchargés et tout crédit résiduel avant le téléchargement.
4. Une fois que tous les crédits ont été téléchargés sur l'instrument, la carte de test peut être retirée et jetée.

Remarque : si l'instrument a des crédits de test négatifs et que des crédits de test supplémentaires ont été téléchargés à partir de la carte de test, le nombre total de crédits négatifs sera déduit du nombre total de crédits de test disponibles.

Avertissement : Tout incident grave survenu en relation avec le dispositif doit être signalé au fabricant et à l'autorité compétente de l'État membre de l'UE ou à l'autorité réglementaire dans laquelle l'utilisateur et/ou le patient est établi.



ALCOR Scientific LLC
20 Thurber Boulevard
Smithfield, Rhode Island 02917 États-Unis
(Téléphone) 800.495.5270 □ 401.737.3774
WWW.ALCORSCIENTIFIC.COM



Rechercher des langues



EMERGO EUROPE
Westervoortsedijk 60
6827 AT Arnhem
The Netherlands



MedEnvoy Switzerland
Gotthardstrasse 28
6302 Zug
Switzerland