

Cartão de Teste iSED® PRO

Para utilização exclusiva com o Analisador de Taxa de Sedimentação de Eritrócitos iSED PRO



REF 120-04000, 120-07500, 120-12500, 120-25000, 120-50000



UTILIZAÇÃO PREVISTA

Os Cartões de Teste iSED PRO estão em conformidade com a norma ISO 7816 e destinam-se a ser utilizados exclusivamente com o Analisador ESR Automatizado iSED PRO. Os Cartões de Teste contêm créditos de teste necessários ao processamento de amostras no iSED PRO.

MATERIAL

Policloreto de vinilo (PVC)

ARMAZENAMENTO E ESTABILIDADE

Temperatura de armazenamento quando o dispositivo não está em utilização -35 °C a +80 °C

Temperatura de funcionamento +10 °C a 30 °C

PROCEDIMENTO

Para um procedimento detalhado, consulte o Manual do Operador do iSED PRO (120-09-007).

Para transferir os créditos de teste do Cartão de Teste:

1. Insira o Cartão de Teste verticalmente com o lado impresso para a esquerda, no leitor de cartões inteligentes.
2. Uma vez inserido, os créditos serão automaticamente transferidos para o instrumento e o analisador indicará que a transferência foi concluída através de uma mensagem no ecrã.
3. Os créditos totais disponíveis irão incluir os créditos recém-transferidos e quaisquer créditos residuais anteriores à transferência.
4. Uma vez transferidos todos os créditos para o instrumento, o Cartão de Teste pode ser removido e eliminado.

Nota: se o instrumento tiver créditos de teste negativos e tiverem sido transferidos créditos de teste adicionais a partir do Cartão de Teste, o número total de créditos de teste disponíveis será deduzido do valor do número total de créditos negativos.

Aviso: Qualquer incidente grave que tenha ocorrido em relação ao dispositivo deve ser comunicado ao fabricante e à autoridade competente do Estado-Membro da UE ou à autoridade reguladora em que o utilizador e/ou doente está estabelecido.



ALCOR Scientific LLC
20 Thurber Boulevard
Smithfield, Rhode Island 02917, EUA
(Telefone) 800.495.5270 □ 401.737.377
WWW.ALCORSCIENTIFIC.COM



Leia para outros idiomas



EMERGO EUROPE
Westervoortsedijk 60
6827 AT Arnhem
The Netherlands



MedEnvoy Switzerland
Gotthardstrasse 28
6302 Zug
Switzerland