

iSED® Карточка для анализов PRO

Только для анализатора скорости оседания эритроцитов семейства iSED Pro



REF 120-04000, 120-07500, 120-12500, 120-25000, 120-50000



ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ

Карточки для анализов iSED PRO соответствуют стандартам ISO 7816 и предназначены для использования исключительно с автоматическим анализатором СОЭ iSED PRO. Карточки для анализов содержат разрешения на выполнение анализов, необходимые для обработки образцов на iSED PRO.

МАТЕРИАЛ

Поливинилхлорид (ПВХ)

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ПОДДЕРЖАНИЯ СТАБИЛЬНОСТИ

Температура хранения устройства, когда оно не используется: от -35 °C до +80 °C

Температура использования: от +10 °C до 30 °C

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Подробное описание процедуры см. в руководстве по эксплуатации iSED PRO (120-09-007).

Как загружать разрешения на выполнение анализов с карточки для анализов

1. Вставьте карточку для анализов в считыватель смарт-карт вертикально, так чтобы печатная сторона оказалась слева.
2. После того как карточка будет вставлена, разрешения автоматически загрузятся в прибор и анализатор уведомит об этом с помощью сообщения на экране.
3. данные об общем количестве доступных разрешений будут включать в себя недавно загруженные разрешения и любые другие оставшиеся до загрузки разрешения;
4. Как только все разрешения будут загружены в прибор, карточку для анализов можно извлечь и утилизировать.

Примечание. Если в приборе имеются отрицательные разрешения и при этом с карточки для анализов загружаются дополнительные разрешения, общее количество доступных разрешений будет уменьшено на общее количество отрицательных разрешений.

Предупреждение: О любом серьезном инциденте, произошедшем в связи с устройством, следует сообщать производителю и компетентному органу государства-члена ЕС или регулирующему органу, в котором зарегистрирован пользователь и/или пациент.



ALCOR Scientific LLC
20 Thurber Boulevard
Smithfield, Rhode Island 02917 USA (США)
Тел.: 800-495-5270 □ 401-737-3774
WWW.ALCORSCIENTIFIC.COM



EMERGO EUROPE
Westervoortsedijk 60
6827 AT Arnhem
The Netherlands



MedEnvoy Switzerland
Gotthardstrasse 28
6302 Zug
Switzerland