

Instruções de Utilização

Solução de Limpeza para Utilização Exclusiva com o Analisador ESR iSED® PRO

REF 112-12-022

deepCLEAN® PRO 3 x 3,0 ml

CE

IVD

UTILIZAÇÃO PREVISTA

deepCLEAN PRO é uma solução de limpeza alcalina que se destina a ser utilizada com o Analisador de Taxa de Sedimentação de Eritrócitos (ESR) Automatizado iSED PRO e é utilizado para remover os resíduos e proteínas acumuladas no analisador durante os testes de rotina.

RESUMO E PRINCÍPIO

deepCLEAN PRO destina-se a ser utilizado exclusivamente para o Analisador ESR Automatizado iSED PRO. A Solução de Limpeza deepCLEAN PRO é uma solução de hipoclorito de sódio utilizada para remoção de resíduos de sangue e proteínas do interior do analisador iSED PRO após intervalos de utilização de rotina ou durante outros procedimentos de manutenção/resolução de problemas. A utilização de deepCLEAN PRO remove os resíduos de sangue acumulados na via de fluídica e é importante para o adequado funcionamento do analisador iSED PRO. O processo de limpeza profunda do iSED PRO utiliza 500 µl de solução deepCLEAN PRO e demora aproximadamente três (3) minutos. Os tubos deepCLEAN PRO podem ser utilizados até quatro (4) vezes e foram concebidos para serem armazenados no interior do iSED PRO quando em utilização. O analisador desempenha automaticamente um procedimento de limpeza profunda com deepCLEAN PRO a cada 7 dias ou 1000 amostras (o que ocorrer primeiro). Uma vez concluída a limpeza com deepCLEAN PRO, os testes podem ser retomados como habitualmente. Os tubos deepCLEAN PRO são concebidos para serem usados com as tampas colocadas e devem permanecer sempre tapados.

MATERIAL

Conteúdo: Solução de hipoclorito de sódio
Tubo: Polietileno de Alta Densidade (HDPE)

ARMAZENAMENTO E ESTABILIDADE

Este produto é estável até à data de validade. Os tubos deepCLEAN PRO **devem ser mantidos sempre tapados e na vertical** de modo a manter a integridade do produto e a reduzir o risco de exposição ao hipoclorito de sódio. O produto deve ser armazenado em local protegido da luz até ser carregado no analisador iSED PRO. Uma vez colocado no interior do analisador, o tubo deepCLEAN PRO pode ser utilizado até quatro (4) vezes.

A temperatura de armazenamento é de 4 °C a 22 °C. É importante respeitar estas condições de armazenamento pois é sabido que temperaturas mais quentes reduzem a eficácia das soluções de hipoclorito de sódio.

ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES

Esta solução contém hipoclorito de sódio. Os tubos devem ser mantidos tapados e verticais para reduzir o risco de exposição ao hipoclorito de sódio. Utilize equipamento de proteção individual (EPI) adequado, aquando da utilização deste produto.

Evite o contacto com a pele e os olhos. Se a solução entrar em contacto com os olhos, lave imediatamente com água e procure assistência médica de emergência. Se a solução entrar em contacto com a pele, enxague de imediato a zona afetada ou tome um duche.

Este produto contém substâncias classificadas como muito tóxicas para os organismos aquáticos. A libertação acidental para o ambiente pode causar danos ecológicos significativos. Tomar as precauções apropriadas para evitar a exposição ambiental. A eliminação deve estar em conformidade com os regulamentos aplicáveis em matéria de resíduos perigosos.



ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES (continuação)

H314	Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves.
H400	Muito tóxico para os organismos aquáticos
P264	Lavar a pele cuidadosamente após o manuseamento.
P280	Usar luvas de proteção/vestuário de proteção/proteção ocular/proteção facial
P303 + P361 + P353	SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE (OU COM O CABELO): Retirar imediatamente toda a roupa contaminada. Enxaguar a pele com água/tomar um duche.
P305 + P351 + P338	SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continue a enxaguar.
P310	Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS/médico.
P501	Eliminar o conteúdo/recipiente de acordo com as regulações locais e nacionais.
EUH031	Em contacto com ácidos liberta gases tóxicos.

Qualquer incidente grave que tenha ocorrido em relação ao dispositivo deve ser comunicado ao fabricante e à autoridade competente do Estado-Membro da UE ou à autoridade reguladora em que o utilizador e/ou doente está estabelecido.

PROCEDIMENTO

Para um procedimento detalhado da limpeza com deepCLEAN PRO, consulte as Instruções de Utilização iSED PRO (120-09-007). Este produto só deve ser usado com o analisador iSED PRO.

Para informações adicionais ou perguntas sobre as informações acima indicadas, contacte o Apoio Técnico da ALCOR® Scientific através do e-mail techservice@alcorscientific.com ou do número 1.800.495.5270 (apenas nos EUA) / +1.401.737.3774.



ALCOR Scientific LLC
 20 Thurber Boulevard
 Smithfield, Rhode Island 02917, USA
 (Telephone) 800.495.5270 □ 401.737.377
WWW.ALCORSCIENTIFIC.COM



Leia para outros idiomas



EMERGO EUROPE
 Westervoortsedijk 60
 6827 AT Arnhem
 The Netherlands



MedEnvoy Switzerland
 Gotthardstrasse 28
 6302 Zug
 Switzerland