

## Instruções de Utilização dos Recipientes de Resíduos iWASTE®, iWASTE PRO e miniiWASTE®

Recipientes de Resíduos para Utilização Exclusiva com a Família de Analisadores ESR iSED®

REF	Descrição
112-12-005	Recipiente de Resíduos iWASTE, 4 x 500 ml
112-12-002	Recipiente de Resíduos iWASTE, 24 x 500 ml
112-12-009	Recipiente de Resíduos iWASTE PRO, 1 x 1,8 l
112-12-004	Recipiente de Resíduos miniiWASTE, 4 x 300 ml

### UTILIZAÇÃO PREVISTA

Os Recipientes de Resíduos iWASTE, iWASTE PRO e miniiWASTE são recipientes de resíduos que se destinam à utilização com os Analisadores de Taxa de Sedimentação de Eritrócitos (ESR) iSED/iSED ELITE, iSED PRO e miniiSED, respetivamente, para a recolha de resíduos.

### MATERIAL

Recipiente de Resíduos iWASTE: Polietileno de Alta Densidade (HDPE)

Recipiente de Resíduos iWASTE PRO: Polietileno de Alta Densidade (HDPE)

Recipiente de Resíduos miniiWASTE: Tereftalato de polietileno (PET)

### ARMAZENAMENTO E ESTABILIDADE

Temperatura de armazenamento do iWASTE: -35 °C a +80 °C

Temperatura de armazenamento do iWASTE PRO: -35 °C a +80 °C

Temperatura de armazenamento do miniiWASTE: -30 °C a +60 °C

A temperatura de funcionamento para todos os Recipientes de Resíduos é +10 °C a +30 °C

### PROCEDIMENTO PARA A SUBSTITUIÇÃO DE RECIPIENTES DE RESÍDUOS

Para um procedimento detalhado, consulte o Manual do Operador do analisador utilizado: Manual do Operador iSED (112-09-043), Manual do Operador iSED/iSED ELITE (222-09-007), Manual do Operador iSED PRO (120-09-007) ou o Manual do Operador miniiSED (1017-09-001).

1. Retire o conector LUER da tampa de ligação da tubagem do iWASTE/iWASTE PRO/miniiWASTE.
2. Remova a garrafa de iWASTE/iWASTE PRO/miniiWASTE do analisador, remova a tampa de ligação da tubagem da garrafa e elimine a garrafa de acordo com o protocolo de resíduos biológicos do seu laboratório. **NÃO ELIMINE A TAMPA DE LIGAÇÃO DA TUBAGEM.**
3. Remova a selagem e coloque a tampa de ligação da tubagem com uma nova garrafa de iWASTE/iWASTE PRO/miniiWASTE.
4. Coloque a nova garrafa no analisador. **Volte a colocar firmemente** o conector LUER na tampa da ligação da tubagem. Nos analisadores iSED e iSED ELITE, o orifício de ventilação deve estar posicionado no topo para impedir fugas. Nos analisadores iSED PRO e miniiSED, o orifício de ventilação deve estar posicionado na vertical.

**NOTA:** as garrafas vazias de Líquido de Lavagem iWASH® PRO podem ser utilizadas como Recipientes de Resíduos. Deve ser seguido o mesmo procedimento. Assegure-se de que rotula adequadamente a garrafa de iWASH PRO vazia, se a for reaproveitar como recipiente de resíduos.



### ADVERTÊNCIA

Durante a normal utilização com iSED, iSED ELITE, iSED PRO e miniiSED, estes produtos irão recolher material de origem biológica. Tratar como potencialmente infeccioso.

**Aviso:** Qualquer incidente grave que tenha ocorrido em relação ao dispositivo deve ser comunicado ao fabricante e à autoridade competente do Estado-Membro da UE ou à autoridade reguladora em que o utilizador e/ou doente está estabelecido.

Para informações adicionais ou perguntas sobre as informações acima indicadas, contacte o Apoio Técnico da ALCOR® Scientific através do e-mail [techsupport@alcorscientific.com](mailto:techsupport@alcorscientific.com) ou do número 1.800.495.5270 (apenas nos EUA) / +1.401.737.3774.



ALCOR Scientific LLC  
20 Thurber Boulevard  
Smithfield, Rhode Island 02917 USA  
(Telefone) 800.495.5270 ☎ 401.737.377  
[WWW.ALCORSCIENTIFIC.COM](http://WWW.ALCORSCIENTIFIC.COM)



Leia para outros idiomas



EMERGO EUROPE  
Westervoortsestraat 60  
6827 AT Arnhem  
The Netherlands



MedEnvoy Switzerland  
Gotthardstrasse 28  
6302 Zug  
Switzerland