

Carte de test iSED®

Exclusivement destiné à la gamme d'analyseurs de la vitesse de sédimentation des érythrocytes iSED



REF 112-00250, 112-00500, 112-01000, 112-02000
112-03000, 112-05000, 112-10000, 112-20000

CE

IVD

USAGE PRÉVU

Les cartes de test iSED sont conformes à la norme ISO 7816 et sont uniquement destinées à être utilisées avec la gamme d'analyseurs iSED. Les cartes de test contiennent des crédits de test, qui sont nécessaires au traitement d'échantillons sur les analyseurs suivants : iSED, miniiSED®, iSED ELITE, et MIZAR®.

MATÉRIAU

Chlorure de polyvinyle (PVC)

STOCKAGE ET STABILITÉ

Température de stockage lorsque l'appareil n'est pas utilisé -35 °C à +80 °C

Température de fonctionnement +10 °C à 30 °C

PROCÉDURE

Pour une procédure détaillée, consultez le manuel de l'opérateur iSED (112-09-043), le manuel de l'opérateur iSED/iSED ELITE (222-09-007), le manuel de l'opérateur miniiSED (1017-09-001) ou le manuel de l'opérateur MIZAR (115-09-011).

Pour télécharger des crédits de test à partir de la carte de test :

1. Insérer la carte de test, avec la flèche orientée vers le haut et l'avant, dans le lecteur de carte à puce.
2. Une fois la carte insérée, les crédits se téléchargent automatiquement sur l'instrument et l'analyseur indique que le téléchargement est terminé en envoyant un message à l'écran.
3. Le total des crédits disponibles comprendra les crédits nouvellement téléchargés et tout crédit résiduel avant le téléchargement.
4. Une fois que tous les crédits ont été téléchargés sur l'instrument, la carte de test peut être retirée et jetée.

Remarque : si l'instrument a des crédits de test négatifs et que des crédits de test supplémentaires ont été téléchargés à partir de la carte de test, le nombre total de crédits négatifs sera déduit du nombre total de crédits de test disponibles.



ALCOR Scientific LLC
20 Thurber Boulevard
Smithfield, Rhode Island 02917 États-Unis
(Téléphone) 800.495.5270 □ 401.737.3774
WWW.ALCORSCIENTIFIC.COM



Rechercher des langues



EMERGO EUROPE
Westervoortsedijk 60
6827 AT Arnhem
The Netherlands



MedEnvoy Switzerland
Gotthardstrasse 28
6302 Zug
Switzerland