

iSED® -Testkarte

Ausschließlich für die Gruppe der iSED-BSG-Analysegeräte



REF 112-00250, 112-00500, 112-01000, 112-02000
112-03000, 112-05000, 112-10000, 112-20000

CE

IVD

BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG

Die iSED-Testkarten entsprechen der ISO-Norm 7816 und sind ausschließlich für die Verwendung mit der Gruppe der iSED-Analysegeräte vorgesehen. Die Testkarten enthalten die Testguthaben, die für die Bearbeitung der Proben in diesen Analysegeräten erforderlich sind: iSED, miniiSED®, iSED ELITE und MIZAR®.

MATERIAL

Polyvinylchlorid (PVC)

LAGERUNG UND STABILITÄT

Lagertemperatur bei Nichtgebrauch -35 °C bis +80 °C

Betriebstemperatur +10 °C bis 30 °C

VERFAHREN

Für ein ausführlich beschriebenes Verfahren wird auf das iSED-Betriebshandbuch (112-09-043), iSED/iSED ELITE-Betriebshandbuch (222-09-007), miniiSED-Betriebshandbuch (1017-09-001) oder das MIZAR-Betriebshandbuch (115-09-011) verwiesen.

Um Testguthaben von der Testkarte herunterzuladen, sind folgende Schritte zu befolgen:

1. Die Testkarte mit dem Pfeil nach oben und nach vorne gerichtet in den Chipkartenleser einführen.
2. Sobald die Karte eingeführt ist, wird das Guthaben automatisch auf das Gerät geladen, und das Analysegerät zeigt über eine Meldung auf dem Bildschirm an, dass der Download abgeschlossen ist.
3. Das insgesamt verfügbare Guthaben schließt das neu heruntergeladene Guthaben und etwaiges Restguthaben, das bereits vor dem Download vorhanden war, mit ein.
4. Sobald das gesamte Guthaben auf das Gerät heruntergeladen worden ist, kann die Testkarte entfernt und entsorgt werden.

Hinweis: Wenn das Gerät negatives Testguthaben aufweist und zusätzliches Testguthaben von der Testkarte heruntergeladen wurde, wird der Gesamtwert des verfügbaren Testguthabens um das gesamte negative Guthaben reduziert.



ALCOR Scientific LLC
20 Thurber Boulevard
Smithfield, Rhode Island 02917, USA
(Telefon) + 01 800 4955270 □ 401 7373774
WWW.ALCORSCIENTIFIC.COM



Nach weiteren Sprachen suchen



EMERGO EUROPE
Westervoortsedijk 60
6827 AT Arnhem
The Netherlands



MedEnvoy Switzerland
Gotthardstrasse 28
6302 Zug
Switzerland