

Карточка для анализов iSED®

Только для анализаторов скорости оседания эритроцитов семейства iSED



REF 112-00250, 112-00500, 112-01000, 112-02000
112-03000, 112-05000, 112-10000, 112-20000

CE

IVD

ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ

Карточки для анализов iSED соответствуют стандартам ISO 7816 и предназначены для использования исключительно с анализаторами семейства iSED. Карточки для анализов содержат разрешения на выполнение анализов, необходимые для обработки образцов на следующих анализаторах: iSED, miniSED®, iSED ELITE и MIZAR®.

МАТЕРИАЛ

Поливинилхлорид (ПВХ)

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ПОДДЕРЖАНИЯ СТАБИЛЬНОСТИ

Температура хранения устройства, когда оно не используется: от -35 °C до +80 °C

Температура использования: от +10 °C до 30 °C

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Подробное описание процедуры см. в руководстве по эксплуатации iSED (112-09-043), в руководстве по эксплуатации iSED/iSED ELITE (222-09-007), в руководстве по эксплуатации miniSED (1017-09-001) или в руководстве по эксплуатации MIZAR (115-09-011).

Как загружать разрешения на выполнение анализов с карточки для анализов

1. Вставьте карточку для анализов в считыватель смарт-карт так, чтобы стрелка была направлена вперед и вверх.
2. После того как карточка будет вставлена, разрешения автоматически загрузятся в прибор и анализатор уведомит об этом с помощью сообщения на экране.
3. Данные об общем количестве доступных разрешений будут включать в себя недавно загруженные разрешения и любые другие оставшиеся до загрузки разрешения.
4. Как только все разрешения будут загружены в прибор, карточку для анализов можно извлечь и утилизировать.

Примечание. Если в приборе имеются отрицательные разрешения и при этом с карточки для анализов загружаются дополнительные разрешения, общее количество доступных разрешений будет уменьшено на общее количество отрицательных разрешений.



ALCOR Scientific LLC
20 Thurber Boulevard
Smithfield, Rhode Island 02917, USA (США)
Тел.: 800-495-5270 □ 401-737-3774
WWW.ALCORSCIENTIFIC.COM



Отсканируйте для информации на других языках



EMERGO EUROPE
Westervoortsedijk 60
6827 AT Arnhem
The Netherlands



MedEnvoy Switzerland
Gotthardstrasse 28
6302 Zug
Switzerland