

Istruzioni per l'uso

Soluzione detergente per gli analizzatori di VES ISED®, ISED ELITE e miniiSED®

REF

112-12-020

deepCLEAN® 3 x 2,0 ml

CE

IVD

USO PREVISTO

deepCLEAN è una soluzione detergente alcalina destinata all'uso con gli analizzatori automatizzati della velocità di eritrosedimentazione (VES) ISED, ISED ELITE e miniiSED e serve a rimuovere residui e proteine accumulati all'interno degli analizzatori durante i test di routine.

RIEPILOGO E PRINCIPIO

La soluzione detergente deepCLEAN è una soluzione di ipoclorito di sodio utilizzata per rimuovere residui di sangue e proteine dagli analizzatori ISED, ISED ELITE e miniiSED dopo intervalli di utilizzo di routine o durante altre procedure di manutenzione/risoluzione dei problemi. L'uso di deepCLEAN consente di rimuovere i residui di sangue accumulati dal percorso fluidico ed è importante per il funzionamento corretto degli analizzatori ISED, ISED ELITE e miniiSED. Le provette deepCLEAN preriempite sono pronte all'uso per agevolare la manutenzione dell'analizzatore. Ogni provetta deepCLEAN è progettata per essere utilizzata fino a tre (3) volte nell'arco di 30 giorni. La procedura di pulizia profonda utilizza 200 µl di soluzione deepCLEAN e richiede circa tre (3) minuti. Gli analizzatori ISED, ISED ELITE e miniiSED necessitano di una procedura di pulizia profonda mensile o ogni 1.000 campioni analizzati (a seconda di quale dei due casi si verifica per primo). Una volta completata la pulizia con deepCLEAN, i test possono ricominciare normalmente. Le provette deepCLEAN sono progettate per essere utilizzate con i tappi e devono rimanere sempre chiuse.

MATERIALE

Contenuto: soluzione di ipoclorito di sodio
Provetta: polietilene ad alta densità (HDPE)

CONSERVAZIONE E STABILITÀ

Ogni provetta deepCLEAN può essere utilizzata fino a tre (3) volte. Una volta perforata, la provetta deepCLEAN dev'essere utilizzata entro 30 giorni. Il prodotto non ancora utilizzato è stabile fino alla data di scadenza. Il prodotto dev'essere conservato al riparo dalla luce. Le provette deepCLEAN **devono rimanere sempre chiuse e in posizione verticale** per preservare l'integrità del prodotto e ridurre il rischio di esposizione all'ipoclorito di sodio.

La temperatura di conservazione è compresa tra 4 °C e 22 °C. È importante rispettare queste condizioni di conservazione in quanto è noto che temperature più elevate riducono l'efficacia delle soluzioni di ipoclorito di sodio.

AVVERTENZE E PRECAUZIONI

Questa soluzione contiene ipoclorito di sodio. Le provette devono rimanere chiuse e in posizione verticale per ridurre il rischio di esposizione all'ipoclorito di sodio. Quando si utilizza questo prodotto, indossare dispositivi di protezione individuale (DPI) adeguati.

Evitare il contatto con pelle e occhi. Se la soluzione entra in contatto con gli occhi, sciacquare immediatamente con acqua e rivolgersi con urgenza a un medico. Se la soluzione entra in contatto con la pelle, sciacquare immediatamente la zona interessata.

Questo prodotto contiene sostanze classificate come molto tossiche per gli organismi acquatici. Il rilascio accidentale nell'ambiente può causare danni ecologici significativi. Prendere le dovute precauzioni per prevenire l'esposizione all'ambiente. Lo smaltimento deve essere conforme alle normative vigenti in materia di rifiuti pericolosi.



AVVERTENZE E PRECAUZIONI (seguito)

H314	Provoca gravi ustioni cutanee e danni agli occhi.
H400	Molto tossico per la vita acquatica
P264	Lavare accuratamente la pelle dopo la manipolazione.
P280	Indossare guanti/indumenti/occhiali/mascherine di protezione.
P303 + P361 + P353	IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (O CON I CAPELLI): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle con acqua/fare una doccia.
P305 + P351 + P338	IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente con acqua per diversi minuti. Rimuovere le lenti a contatto se presenti ed è facile farlo. Continuare a sciacquare.
P310	Chiamare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico.
P501	Smaltire il contenuto/contenitore in conformità con le normative locali e nazionali.
EUH031	Il contatto con gli acidi libera gas tossici.

qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo deve essere segnalato al produttore e all'autorità competente dello Stato membro dell'UE o all'autorità di regolamentazione in cui l'utente e/o il paziente è stabilito.

PROCEDURA

Per una procedura dettagliata di pulizia con deepCLEAN, consultare il Manuale dell'operatore iSED (112-09-043), il Manuale dell'operatore iSED/iSED ELITE (222-09-007) o il Manuale dell'operatore miniiSED (1017-09-001).

Per ulteriori informazioni o domande relative alle informazioni di cui sopra, contattare l'assistenza tecnica di ALCOR® Scientific all'indirizzo techservice@alcorscientific.com o al numero 1.800.495.5270 (solo USA) / + 1.401.737.3774.



ALCOR Scientific LLC
20 Thurber Boulevard
Smithfield, Rhode Island 02917, USA
(Telefono) 800.495.5270 □ 401.737.3774
WWW.ALCORSCIENTIFIC.COM



Scansionare per altre lingue



EMERGO EUROPE
Westervoortsedijk 60
6827 AT Arnhem
The Netherlands



MedEnvoy Switzerland
Gotthardstrasse 28
6302 Zug
Switzerland