

Instrukcja użycia

Roztwór czyszczący do analizatorów ESR iSED®, iSED ELITE i miniiSED®

REF 112-12-020

Płyn deepCLEAN® 3 x 2,0 ml

CE

IVD

ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE

Płyn deepCLEAN to alkaliczny roztwór czyszczący przeznaczony do użycia w analizatorach do pomiaru szybkości opadu erytrocytów (OB) iSED, iSED ELITE oraz miniiSED; służy on do usuwania osadów i białek gromadzących się w urządzeniu w trakcie rutynowych badań.

STRESZCZENIE I ZASADA DZIAŁANIA

Płyn czyszczący deepCLEAN jest roztworem podchlorynu sodu wykorzystywanym do usuwania pozostałości krwi i białek z wnętrza analizatorów iSED, iSED ELITE oraz miniiSED w przerwach pomiędzy standardowym korzystaniem z urządzenia lub podczas innych procedur konserwacji albo rozwiązywania problemów. Płyn deepCLEAN usuwa pozostałości osadów krwi ze ścieżki płynów; jego stosowanie jest konieczne do prawidłowego działania analizatorów iSED, iSED ELITE i miniiSED. Dla ułatwienia konserwacji analizatora fiołki fabrycznie napełnione płynem deepCLEAN są natychmiast gotowe do użycia. Każda fiołka deepCLEAN jest przeznaczona do użycia do trzech (3) razy w okresie 30 dni. Proces głębokiego czyszczenia zużywa 200 µl roztworu deepCLEAN i trwa około trzech (3) minut. Analizatory iSED, iSED ELITE i miniiSED wymagają przeprowadzenia procedury głębokiego czyszczenia co miesiąc lub co 1000 próbek (którakolwiek z tych okoliczności wystąpi jako pierwsza). Po zakończeniu czyszczenia urządzenia płynem deepCLEAN można normalnie wznowić analizy. Fiołki deepCLEAN są przeznaczone do użycia w stanie zamkniętym korkiem i powinny pozostawać zamknięte przez cały czas.

MATERIAŁ

Zawartość: roztwór podchlorynu sodu

Fiołka: polietylen o wysokiej gęstości (HDPE)

PRZECHOWYWANIE I STABILNOŚĆ

Każda fiołka deepCLEAN może być użyta maksymalnie trzy (3) razy. Po przekłuciu korka fiołkę deepCLEAN należy zużyć w ciągu 30 dni. Nieużywany produkt pozostaje stabilny aż do daty ważności. Produkt wymaga przechowywania w miejscu chronionym przed światłem. Fiołki deepCLEAN **muszą pozostawać w stanie zamkniętym korkiem i w pozycji pionowej przez cały czas**, aby zapewnić stabilność roztworu i ograniczyć ryzyko narażenia na kontakt z podchlorynem sodu.

Temperatura przechowywania: 4°C do 22°C. Ważne jest, aby przestrzegać powyższych warunków przechowywania, ponieważ wiadomo o obniżeniu skuteczności działania roztworów podchlorynu sodu w wyższych temperaturach.

OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Ten roztwór zawiera podchloryn sodu. Fiołki powinny pozostawać w stanie zamkniętym korkiem i w pozycji pionowej w celu ograniczenia ryzyka narażenia na kontakt z podchlorynem sodu. Podczas używania tego produktu należy założyć środki ochrony indywidualnej.

Unikać kontaktu roztworu ze skórą i oczami. Jeśli roztwór przedostanie się do oczu, natychmiast przemyć oczy wodą i uzyskać pilną pomoc medyczną. Jeśli roztwór przedostanie się na skórę, natychmiast spłukać miejsce kontaktu.

Produkt ten zawiera substancje sklasyfikowane jako bardzo toksyczne dla organizmów wodnych. Przypadkowe uwolnienie do środowiska może prowadzić do znacznych szkód ekologicznych. Podejmij odpowiednie środki ostrożności, aby zapobiec narażeniu środowiska. Utylizacja musi być zgodna z obowiązującymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych.



OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI (ciąg dalszy)

H314	Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
H400	Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne
P264	Dokładnie umyć skórę po użyciu.
P280	Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P303 + P361 + P353	W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (LUB Z WŁOSAMI): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.
P305 + P351 + P338	W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie przemywaj oczy wodą przez kilka minut. Wyjmij soczewki kontaktowe, jeżeli są używane i można je łatwo usunąć. Kontynuuj przemywanie.
P310	Natychmiast skontaktuj się z ODDZIAŁEM TOKSYKOLOGII/lekarzem.
P501	Zawartość oraz sam pojemnik należy utylizować zgodnie z lokalnymi i krajowymi przepisami.
EUH031	W kontakcie z kwasami uwalnia toksyczne gazy.

Wszelkie poważne incydenty, które miały miejsce w związku z wyrobem, należy zgłaszać producentowi i właściwemu organowi państwa członkowskiego UE lub organowi regulacyjnemu, w którym użytkownik i/lub pacjent ma siedzibę.

PROCEDURA

Szczegółowy opis procedury czyszczenia urządzenia z użyciem płynu deepCLEAN zawarto w Instrukcji obsługi analizatora iSED (112-09-043), Instrukcji obsługi analizatora iSED/iSED ELITE (222-09-007) i Instrukcji obsługi analizatora miniiSED (1017-09-001).

Dodatkowe informacje lub odpowiedzi na pytania związane z powyższymi produktami można uzyskać, kontaktując się z Działem pomocy technicznej ALCOR® Scientific pod adresem techservice@alcorscientific.com lub pod numerem 1.800.495.5270 (tylko USA) / + 1.401.737.3774.



ALCOR Scientific LLC
20 Thurber Boulevard
Smithfield, Rhode Island 02917, USA
(Telefon) 800.495.5270 □ 401.737.3774
WWW.ALCORSCIENTIFIC.COM



Zeskanuj, by wyświetlić wersje językowe



EMERGO EUROPE
Westervoortsedijk 60
6827 AT Arnhem
The Netherlands



MedEnvoy Switzerland
Gotthardstrasse 28
6302 Zug
Switzerland