

# Scheda Test iSED® PRO

Esclusivamente per analizzatore della velocità di eritrosedimentazione iSED Pro



**REF** 120-04000, 120-07500, 120-12500, 120-25000, 120-50000



## USO PREVISTO

Le schede test iSED PRO sono conformi alle norme ISO 7816 e sono destinate esclusivamente all'uso con l'analizzatore automatizzato per la velocità di eritrosedimentazione (VES) iSED PRO. Le schede test contengono crediti di test che sono necessari per elaborare campioni su iSED PRO.

## MATERIALE

Cloruro di polivinile (PVC)

## CONSERVAZIONE E STABILITÀ

Temperatura di conservazione quando il dispositivo non è in uso: da -35 °C a +80 °C

Temperatura d'esercizio: da +10 °C a 30 °C

## PROCEDURA

Per una procedura dettagliata, consultare il Manuale per l'operatore di iSED PRO (120-09-007).

### Per scaricare i crediti dei test dalla scheda test:

1. Inserire la scheda test, verticalmente con il lato stampato a sinistra, nel lettore di schede.
2. Una volta inserita, i crediti verranno automaticamente scaricati sullo strumento e l'analizzatore indicherà che il download è stato completato tramite un messaggio sullo schermo.
3. I crediti totali disponibili includeranno i crediti appena scaricati e qualsiasi credito residuo prima del download.
4. Una volta scaricati tutti i crediti nello strumento, si può rimuovere la scheda test e gettarla via.

**Nota:** se lo strumento ha crediti di test negativi e sono stati scaricati crediti di test aggiuntivi dalla scheda test, al numero totale di crediti per test disponibili verrà sottratto il numero totale di crediti negativi.

**Avvertenza:** qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo deve essere segnalato al produttore e all'autorità competente dello Stato membro dell'UE o all'autorità di regolamentazione in cui l'utente e/o il paziente è stabilito.



ALCOR Scientific LLC  
20 Thurber Boulevard  
Smithfield, Rhode Island 02917, USA  
(Telefono) 800.495.5270 □ 401.737.3774  
[WWW.ALCORSCIENTIFIC.COM](http://WWW.ALCORSCIENTIFIC.COM)



Scansionare per le lingue



EMERGO EUROPE  
Westervoortsedijk 60  
6827 AT Arnhem  
The Netherlands



MedEnvoy Switzerland  
Gotthardstrasse 28  
6302 Zug  
Switzerland