

Karta testowa iSED®

Wyłącznie do użytku z analizatorami iSED do pomiaru szybkości opadu erytrocytów



REF 112-00250, 112-00500, 112-01000, 112-02000
112-03000, 112-05000, 112-10000, 112-20000

CE

IVD

ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE

Karty testowe iSED są zgodne z normą ISO 7816 i są przeznaczone do użytku wyłącznie z analizatorami z serii iSED. Karty testowe zawierają kredyty dla badań, wymagane do przetwarzania próbek przez następujące analizatory: iSED, miniiSED®, iSED ELITE, and MIZAR®.

MATERIAŁ

Polichlorek winylu (PVC)

PRZECHOWYWANIE I STABILNOŚĆ

Temperatura przechowywania produktu w stanie nieużytkowania: -35°C do +80°C

Temperatura użytkowania: +10°C do 30°C

PROCEDURA

Szczegółowy opis procedury zawarto w Instrukcji obsługi analizatora iSED (112-09-043), Instrukcji obsługi analizatora iSED/iSED ELITE (222-09-007), Instrukcji obsługi analizatora miniiSED (1017-09-001) oraz Instrukcji obsługi analizatora MIZAR (115-09-011).

Aby pobrać kredyty dla badań z karty testowej:

1. Włóż kartę testową do czytnika kart strzałką skierowaną do góry i do przodu.
2. Po włożeniu karty kredyty zostaną automatycznie pobrane do urządzenia, a analizator poinformuje o zakończeniu pobierania odnośnym komunikatem na ekranie.
3. Łączna liczba kredytów obejmie nowo pobrane kredyty oraz wszelkie kredyty pozostałe w urządzeniu przed operacją pobrania.
4. Po pobraniu wszystkich kredytów do urządzenia można wyjąć kartę testową z czytnika i wyrzucić ją.

Uwaga: Jeśli urządzenie posiada ujemną liczbę kredytów i z karty testowej zostaną pobrane dodatkowe kredyty, łączna liczba dostępnych kredytów zostanie pomniejszona o wartość kredytów ujemnych.



ALCOR Scientific LLC
20 Thurber Boulevard
Smithfield, Rhode Island 02917, USA
(Telefon) 800.495.5270 □ 401.737.3774
WWW.ALCORSCIENTIFIC.COM



Zeskanuj, aby wyświetlić wersje językowe



EMERGO EUROPE
Westervoortsedijk 60
6827 AT Arnhem
The Netherlands



MedEnvoy Switzerland
Gotthardstrasse 28
6302 Zug
Switzerland